

Agitateur à tige TL-SH26C



- Affichage digital de la vitesse
- Vitesse réglable de 100 à 2500 tr/mn
- Volume max d'agitation 20 litres
- **Statif LOURD** (200x300mm)
- Tige d'agitation à hélice
- Noix de serrage


Chauffe ballon TL-CM

- Version avec contrôle manuel de l'agitation 100, 250 et 500 ml
- Version sans agitation 250 ml
- Régulation électronique de la température
- Enveloppe extérieure en acier peint
- Température max. 450°C



Agitateur chauffant TL-AC4C

- Affichage LCD simultané de la température et de la vitesse d'agitation
- Contrôle indépendant de la température et de l'agitation
- Plaque de chauffe en céramique
- Vitesse d'agitation réglable de 100 à 1600 tr/mn
- Température réglable jusqu'à 350°C +/-10%
- Puissance de chauffe **600Watt**
- 220V+/- 10%, 50/60Hz
- Dimension de la plaque 190x190 mm



DESCRIPTIF	Référence	Prix
Agitateur chauffant	TL-AC4C	255 € HT
Chauffe ballon 100 ml avec agitation	TL-CM100A	155 € HT
Chauffe ballon 250 ml	TL-CM250	85 € HT
Chauffe ballon 250ml avec agitation	TL-CM250A	190 € HT
Chauffe ballon 500ml avec agitation	TL-CM500A	210 € HT
Agitateur à tige avec statif et hélice	TL-SH26C	485 € HT