



Matériaux de Référence Certifiés &amp; Equipements de Laboratoire

4C la Tannerie  
BP 30 055  
St Julien-lès-Metz  
F - 57072 METZ Cedex 3

url : [www.techlab.fr](http://www.techlab.fr)  
e-mail : [techlab@techlab.fr](mailto:techlab@techlab.fr)  
Tél. 03 87 75 54 29  
Fax 03 87 36 23 90

## Peinture

Type	4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES				
Forme :	Poudre		Caractéristiques :	70 g	
Référence	Pt ppm	Pd ppm	Rh ppm	Pb ppm	Descriptif
SRM2556	697,4	326,0	51,2	6228	Recycled pellet
SRM2557	1131	233,2	135,1	13931	recycled monolith
Descriptif :	Ces matériaux sont recommandés dans l'évaluation des méthodes d'analyse des métaux du groupe du platine dans les catalyseurs automobiles.				

Type	4 COPRODUITS ET MATIERES PREMIERES INDUSTRIELLES							
Forme :	Flacon				Caractéristiques :	2 g		
Référence	As ppm	Ba ppm	Cd ppm	Cr ppm	Pb ppm	Sb ppm	Se ppm	Descriptif
CRM620	23,0	430	117	64	140	83	240	Mild steel coated with alkyd resin paint
CRM621	(19)	(520)	(65)	----	----	----	(770)	Beechwood coated with nitrocellulose pai
CRM623	23	105	26,0	9,4	19	14	40	Comminuted paint from alkyd resin
Descriptif :	1- panneau de 150 x 100 mm recouvert sur une face avec la peinture Ces matériaux de référence sont utilisés dans le cadre de la directive de sécurité sur les jouets (88/378/EEC). Les valeurs certifiées et indicatives sont déterminées selon la méthode europ							